

AIZKUŅĀ DZIEDZERA DIAGNOSTIKA

Aizkuņģa dziedzeris

		Parauga noņemšana
3001	Aizkuņģa dziedzera profils PLI, holesterīns, triglicerīdi, amilāze, lipāze, AST, ALT, proteīns, Na, K, Ca, glikoze, hlorīds + pilna asins aina (45)	EB+NaFB+S/ 1ml (+)EB/1ml
1230	PLI (suņiem/kaķiem)	S/0,5ml
3002	Aizkuņģa dziedzera mazspējas profils AST, ALT, albumīns, Na, K, Ca, glikoze, TLI - tests, vit. B12	NaFB+ S/1ml (suņiem) (kaķiem)
3100	TLI, B12, folskābe	S/1ml (suņiem) (kaķiem)
3003	TLI tests	S/0,5ml (suņiem) (kaķiem)
3012	Aizkuņģa dziedzera elastāze (suņiem)	FA/~ 2g
2008	Fenols	MH/5ml