




## Infuzoru un perfuzora piedāvājums

	<b>InfusoVet Connect Infusion Pump (402090)</b> 	<b>InfusoVet IP Infusion Pump (402085)</b> 	<b>InfusoVet SP Syringe Driver / Pump (402095)</b> 
Ekrāns	4.3" pieskārienjutīgs displejs	2.5" LCD displejs	2.5" LCD displejs
Plūsmas ātrums	0.1-2000ml/h	0.1-1500ml/h	0.1-1500ml/h
Bolus ātrums	0.1-2000ml/h (gan manuāli, gan automātiski)	0.2-600ml/h (manuāli)	<800ml/h (manuāli)
Oklūzijas līmenis	5 līmeņi (50-900mmHg)	3 līmeņi (150-900mmHg)	-
Brīdinājumi	Ievadīts nozīmētais šķiduma daudzums, oklūzija, spiediena kritums, akumulatora uzlādes līmenis zems/tukšs, pabeigta programma – paturēt vēnu atvērtu, gaidīšanas laika beigas, infuzora durvis atvērtas, viens gaisa burbulis, uzkrāts gaisa burbulis, neparasts pilēšanas ātrums, tukša pilēšanas kamera, tuvojas nozīmētā šķiduma daudzuma beigas, atgādinājums, nav strāvas, kļūda sensora savienojumā, sistēmas kļūda.	Ievadīts nozīmētais šķiduma daudzums, oklūzija, akumulatora uzlādes līmenis – tukšs, gaisa burbulis.	Ievadīts nozīmētais šķiduma daudzums, oklūzija, pabeigta programma – paturēt vēnu atvērtu, akumulatora uzlādes līmenis zems/tukšs, sistēmas kļūda, atvienojusies šļirce, šļirce nav pievienota, tuvojas nozīmētā šķiduma daudzuma beigas, gaidīšanas laiks beidzies.
Saderība	Infūzijas sistēmas vadi, kuri atbilst ISO 8536-8 P standartam	Infūzijas sistēmas vadi, kuri atbilst ISO 8536-8 P standartam	Standarta šļirces – 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml, 60ml
Strāvas padeve	No tīkla vai ar akumulatoru līdz 10h	No tīkla vai ar akumulatoru līdz 4h	No tīkla vai ar akumulatoru līdz 6h
Stiprināms pie infūzijas statīva	Jā	Jā	Jā
Izmēri	13.8 x 13.2 x 9cm	15 x 25 x 9cm	33 x 12.6 x 11cm
Svars	1.5kg	1.45kg	1.8kg
Cena	Pēc pieprasījuma – rakstiet uz: <a href="mailto:info@vetfonds.lv">info@vetfonds.lv</a>		